



**ASSUT EUROPE**  
SUTURE CHIRURGICHE




*More than surgery*




# FILBLOC<sup>®</sup>

**Knotless Suture**


# FILBLOC®




Con blocco finale • With final lock system • Avec arrêtoir • Con bloqueo final




Loop • Boucle • Lazo





Bidirezionale con repere centrale • Two way with center marker  
Bidirectionnelle marqueur du centre • Bidireccional marcador del centro




Bidirezionale • Two way • Bidirectionnel • Bi-direccional

 Sutura di nuova generazione dentellata autobloccante proposta in diverse molecole, assorbibile e non, disponibile in più formati: monodirezionale con blocco finale, bidirezionale doppio ago, bidirezionale con repere, loop. Utilizzabile in diverse procedure chirurgiche in cui è richiesta una sutura continua. Pratica, veloce e sicura, non necessita nodi e garantisce una elevata tenuta unita ad una costante distribuzione della tensione lungo il tratto di riapprossimazione.

 New generation of barbed suture with self-locking system available in different molecules, absorbable and non-absorbable, and available in different sizes: unidirectional with final lock system, two way double needle, two way with center pointer, loop. Suitable for different surgical procedures where running suture technique is required. Functional, fast and safe. It does not require knots, it guarantees a high tightness with a constant stress distribution along the section of approximation of tissues.

 Nouvelle génération de fils crantés autobloquant, disponible dans différentes molécules: monodirectionnel avec arrêtoir, bidirectionnel doublement serti, bidirectionnel avec marqueur du centre, boucle. Utilisable dans différentes procédures chirurgicales ou la technique du surjet est recommandée. Pratique, rapide, et fiable, ne nécessite pas de noeud, sa tension uniforme favorise le rapprochement des tissus.

 Sutura barbada de nueva generación autobloqueante disponible en varias moléculas, absorbible y no absorbible, disponible en diferentes tamaños: monodireccional con bloqueo final, bidireccional doble aguja, bidireccional con marcador del centro, lazo. Puede ser utilizada en diferentes procedimientos quirúrgicos en los que se requiere la sutura continua. Práctica, rápida y segura. No necesita nudos, garantiza una elevada resistencia junto a una distribución constante de la tensión a lo largo de la sección de aproximación de los tejidos.

## FILBLOC®

	chirurgia laparoscopica e robotica	chirurgia generale	chirurgia plastica e ricostruttiva	chirurgia ginecologica e urologica	chirurgia ortopedica
	laparoscopic and robotic surgery	general surgery	plastic and reconstructive surgery	gynaecological and urological surgery	orthopaedics surgery
	chirurgie laparoscopique et robotique	chirurgie générale	chirurgie plastique et reconstructive	chirurgie gynécologique et urologique	chirurgie orthopédique
	cirugia laparoscópica y robótica	cirugia general	cirugia plástica y reconstructiva	cirugia ginecológica y urológica	cirugia ortopédica

**MOLECOLA**

Polidiossanone

**TIPO DI FILO**

Sutura sintetica monofilamento dentellata assorbibile

**COLORE**

Viola o non colorato  
(D&C Violet n. 2 = C.I. 60725)

**DIAMETRI ED AGHI STANDARD**

EP da 1,5 a 5;  
USP da 4/0 a 2;  
Filbloc® viene assemblato con aghi atraumatici in acciaio inox AISI 300 o AISI 400

**RESISTENZA TENSILE**

28 gg ~ 70%  
42 gg ~ 55%

**ASSORBIMENTO**

Completo entro 180-210 giorni

**INDICAZIONI**

Nella riapprossimazione dei tessuti molli e nei distretti dove si richiede una sutura chirurgica a lungo assorbimento

**COMPOSITION**

Polydioxanone

**DESCRIPTION**

Synthetic monofilament absorbable barbed suture

**COLOUR**

Violet or undyed  
(D&C Violet n. 2 = C.I. 60725)

**SIZES AND STANDARD NEEDLES**

EP from 1,5 to 5;  
USP from 4/0 to 2;  
Filbloc® is attached to AISI 300 or AISI 400 stainless steel atraumatic needles

**TENSILE STRENGTH**

28 days ~ 70%  
42 days ~ 55%

**ABSORPTION**

Complete within 180-210 days

**INDICATIONS**

In soft tissues approximation and/or when a long – term absorption surgical suture is required

**MOLÉCULE**

Polydioxanone

**TYPE DE FIL**

Suture synthétique monofilament crantée résorbable

**COULEUR**

Violet ou incolore  
(D&C Violet n. 2 = C.I. 60725)

**CHARACTÉRISTIQUES STANDARDS**

EP 1,5 à 5;  
USP 4/0 à 2;  
Le Filbloc® est assemblé avec des aiguilles atraumatiques en acier inox AISI 300, ou AISI 400

**TEMPS DE RÉSISTANCE**

28 jours ~ 70%  
42 jours ~ 55%

**TEMPS DE RÉSORPTION**

À résorption longue 180-210 jours

**INDICATIONS**

Rapprochement des tissus moue et tout type de chirurgie où l'utilisation d'une suture resorbable à long terme est conseillée

**MOLÉCULA**

Polidioxanona

**TIPO DE HILO**

Sutura sintética absorbible monofilamento dentada

**COLOR**

Violeta o incoloro  
(D&C Violet n. 2 = C.I. 60725)

**DIÁMETRO Y AGUJAS ESTÁNDAR**

EP de 1,5 a 5;  
USP de 4/0 a 2;  
La sutura Filbloc® se presenta montada en agujas atraumáticas de acero inoxidable AISI 300 o AISI 400

**FUERZA TENSIL**

28 días ~ 70%  
42 días ~ 55%

**ABSORCIÓN**

Completa a 180-210 días de la implantación

**INDICACIONES**

En la aproximación de los tejidos blandos y donde se necesita una sutura quirúrgica de absorción lenta



⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5 USP 4/0	2 3/0	3 2/0	3,5 0	4 1	5 2
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta   17	<input checked="" type="checkbox"/> 15 FV373HHAB FU400HHAB FS77CHHAB						
	<input checked="" type="checkbox"/> 20 FV373HHAC FU400HHAC						
	<input checked="" type="checkbox"/> 25 FV373HHAD FU400HHAD						
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta   22	<input checked="" type="checkbox"/> 10 FU397HHAA FS118HHAA						
	<input checked="" type="checkbox"/> 15 FV389HHAB FU397HHAB FS118HHAB						
	<input checked="" type="checkbox"/> 20 FU397HHAC FR22CHHAC						
	<input checked="" type="checkbox"/> 25 FU397HHAD						
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta   22 Ago nero, Black needle, Aiguille noire, Aguja negra	<input checked="" type="checkbox"/> 15 FU43BHHAB						
<input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro   25 Ago nero, Black needle, Aiguille noire, Aguja negra	<input type="checkbox"/> 38 FV13BHHWSC FU24BHHWSC						


















**FILBLOC®**

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL



 ☉ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.






AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
 26	 15	FV386HHAB	FU395HHAB	FS412HHAB	FR438HHAB		
	 20	FV386HHAC	FU395HHAC	FS412HHAC			
	 25		FU395HHAD	FS412HHAD	FR438HHAD		
	 30		FU395HHAE	FS412HHAE	FR438HHAE		
	 45		FU395HHAH	FS412HHAH	FR438HHAH		
 36	 15				FR424HHAB		
	 20			FS423HHAC	FR424HHAC		
	 30		FU401HHAE	FS423HHAE			
	 45			FS423HHAH	FR424HHAH	FQ466HHAH	
 36 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	 15					FQ467HHAB	
	 20				FR465HHAC	FQ467HHAC	
	 30				FR465HHAE	FQ467HHAE	
	 45						FQ467HHAH

# FILBLOC®



SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM  
 FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL









## ⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta   <b>48</b> Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	<input checked="" type="checkbox"/>  45							FP477HHAH
	<input checked="" type="checkbox"/>  60				FR479HHAM			
	<input checked="" type="checkbox"/>  70							FP477HHAP
	<input checked="" type="checkbox"/>  80						FQ478HHAR	

## ⊙ 3/8 C. CILINDRICO • TAPER 3/8 C. • RONDE 3/8 C. • CILÍNDRICA 3/8 C.


AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
<input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro   <b>18</b>	<input type="checkbox"/>  60			FU991HHWAM				

## ⊙ 5/8 C. CILINDRICO • TAPER 5/8 C. • RONDE 5/8 C. • CILÍNDRICA 5/8 C.




AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta   <b>22</b> Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	<input checked="" type="checkbox"/>  15	FV050HHAB						
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta   <b>27</b> Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	<input checked="" type="checkbox"/>  15		FU429HHAB	FS430HHAB				
	<input checked="" type="checkbox"/>  20		FU429HHAC					
	<input checked="" type="checkbox"/>  25		FU429HHAD					

# FILBLOC®



SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM  
 FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL









## ⊕ 3/8 C. CILINDRICO ULTRA • ULTRA TAPER NEEDLE 3/8 C. • PYRAMIDALE 3/8 C. • AGUJAS ULTRA 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   20	■   20				FS14GHHAC			
	■   25				FS14GHHAD			

## ⊕ C. CILINDRICO ULTRA CURVATURA VARIABILE 90°/50° • C. TAPER NEEDLE ULTRA WITH VARIABLE CURVATURE 90°/50° • C. RONDE ULTRA AVEC COURBURE VARIABLE 90°/50° C. CILÍNDRICO ULTRA CON CURVATURA VARIABLE 90°/50°

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   24	■   15			FU021HHAB				



## ⊖ 1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.















AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   17	■   15			FU978HHAB				
	■   20			FU978HHAC				
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   22	■   15	FV68CHHAB	FU03CHHAB	FS145HHAB				
	■   25			FU03CHHAD				



SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL



 1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.
 

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
 26 ■ Viola, Violet, Violet, Violeta	 15	FV969HHAB	FU968HHAB	FS979HHAB	FR231HHAB		
	 20			FS979HHAC	FR231HHAC		
	 25		FU968HHAD	FS979HHAD	FR231HHAD		
	 30			FS979HHAE			
	 45			FS979HHAH		FQ07GHHAH	
	 45				FR70CHHAB		
 36 ■ Viola, Violet, Violet, Violeta	 45				FR70CHHAH	FQ07EHHAH	FP09GHHAH
	 70					FQ07EHHAP	
	 15				FR80CHHAB	FQ24EHHAB	
 36 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada ■ Viola, Violet, Violet, Violeta	 20				FR80CHHAC	FQ24EHHAC	
	 45						FP33AHHAH




## FILBLOC®

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM



FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL




### ▽ 3/8 C. TRIANGOLARE CON PUNTA DI PRECISIONE • PRECISION TIP CUTTING EDGE 3/8 C. STYLET 3/8 C. • PUNTA DE PRECIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO									
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5			
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2			
<input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro	<input type="checkbox"/>										
 19	30	FV526HHWAE									

### ▼ 3/8 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 3/8 C. • TRIANGULAIRE 3/8 C. • TRIANGULAR 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO									
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5			
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2			
<input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro	<input type="checkbox"/>										
 19	45	FU530HHWAH	FS108HHWAH								
	<input type="checkbox"/>										
	60	FU530HHWAM									
<input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro	<input type="checkbox"/>										
 26	30				FS886HHWAE						
	<input type="checkbox"/>										
	60				FS886HHWAM						

### ♥ 3/8 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 3/8 C. • DIAMANT 3/8 C. • TAPER-CUTTING 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO									
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5			
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2			
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta	<input checked="" type="checkbox"/>										
 26	10				FS05GHHAA						
	<input checked="" type="checkbox"/>										
	25				FS05GHHAD	FR06GHHAD					

**FILBLOC®**

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM  
 FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL


**▼ 1/2 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 1/2 C. • TRIANGULAIRE 1/2 C. • TRIANGULAR 1/2 C.**

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  22	■ 15 FV541HHAB							
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  40	■ 70 FP815HHAP							

**⊙ RETTO CILINDRICO • STRAIGHT TAPER NEEDLE • AIGUILLE DROITE RONDE • AGUJA RECTA CILÍNDRICA**














AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  19	■ 15 FS17CHHAB							
	■ 20 FS17CHHAC							

**▼ RETTO TRIANGOLARE • STRAIGHT CUTTING EDGE • DROITE TRIANGULAIRE • TRIANGULAR RECTA**

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  60	■ 25 FQ701HHAD							
	■ 45 FP706HHAH							



⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   17	■  30		FU400KHAE	FS77CKHAE			
	■  35		FU400KHAF				
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   26	■  20	FV386KHAC	FU395KHAC	FS412KHAC			
	■  30		FU395KHAE	FS412KHAE	FR438KHAE		
	■  45					FQ834KHAH	
	■  80				FS412KHAR		
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   27 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■  30			FS797KHAE			
	■  45		FU799KHAH	FS797KHAH			
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   30	■  45		FU246KHAH	FS248KHAH			














SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL



 Ⓞ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.
 

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
 37 ■ Viola, Violet, Violet, Violeta	 30					FR424KHAE		
	 45				FS423KHAH			
	 70					FR424KHAP		
 37 ■ Viola, Violet, Violet, Violeta Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	 45		FU440KHAH	FS464KHAH			FP22DKHAH	
	 50					FR465KHAI		
	 60					FR465KHAM		
	 70					FR465KHAP		
 48 ■ Viola, Violet, Violet, Violeta Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	 70					FQ478KHAP	FP477KHAP	

# FILBLOC®

SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL



## ⊙ 5/8 C. CILINDRICO • TAPER 5/8 C. • RONDE 5/8 C. • CILÍNDRICA 5/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   22 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■   30			FU049KHAE				
	■   35			FU049KHAF				
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   27 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■   30			FU429KHAE	FS430KHAE			
	■   50			FU429KHAI				

## ⊙ C. CILINDRICO ULTRA CURVATURA VARIABILE 90°/50° • C. TAPER NEEDLE ULTRA WITH VARIABLE CURVATURE 90°/50° • C. RONDE ULTRA AVEC COURBURE VARIABLE 90°/50° • C. CILÍNDRICO ULTRA CON CURVATURA VARIABLE 90°/50°

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violet   24	■   45			FU021KHAH				


## ⊙ C. CILINDRICO CURVATURA VARIABILE 90°/50° CON CORPO QUADRATO • C. TAPER NEEDLE WITH VARIABLE CURVATURE 90°/50° WITH SQUARED BODY • C. RONDE AVEC COURBURE VARIABLE 90°/50° AVEC CORPS CARRÉ • C. CILÍNDRICO CON CURVATURA VARIABLE 90°/50° CON CUERPO CUADRATO



















AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violet   24	■   90			FU089KHAT				



SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL





 1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.





AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
  17						FR74EKHAE		
			FU978KHAF					
			FU978KHAH					
  26			FU968KHAD					
			FU968KHAE	FS979KHAE		FQ07GKHAE	FP08GKHAE	
			FU968KHAF					
			FU968KHAI					
  36						FQ885KHAH	FP09GKHAH	
							FP09GKHAP	
  48 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada						FQ856KHAR		


**FILBLOC®**

SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL



**3/8 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 3/8 C. • DIAMANT 3/8 C. • TAPER-CUTTING 3/8 C.**










AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
 18	 Viola, Violet, Violet, Violeta			FU850KHAB	FS04GKHAB			
				FU850KHAC				
				FU850KHAE				
					FS04GKHAI			
 26	 Viola, Violet, Violet, Violeta					FR06GKHAB		
					FS05GKHAE	FR06GKHAE		
				FU847KHAH	FS05GKHAH			
						FR06GKHAT		

# FILBLOC®






SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL

## ▼ 1/2 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 1/2 C. • TRIANGULAIRE 1/2 C. • TRIANGULAR 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  36	■  70					FR574KHAP	FQ821KHAP	
	■  90					FR574KHAT		
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  40	■  70							FP815KHAP
	■  90							
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  48 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■  70							FP66EKHAP

## ▼ 3/8 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 3/8 C. • TRIANGULAIRE 3/8 C. • TRIANGULAR 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  18	■  15		FV516KHAB					
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  19	■  30			FU530KHAE				
	■  45				FU530KHAH			






 **FILBLOC®**

SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE



FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL


**▼ RETTO TRIANGOLARE • STRAIGHT CUTTING EDGE • DROITE TRIANGULAIRE • TRIANGULAR RECTA**



AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
<input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro   60	<input type="checkbox"/>   30				FS565KHWAE		





⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.


AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta    50 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■  				FR666HNBE	FQ40AHNBE	

▼ 1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.












AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta    48 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■  				FR26AHNBE	FQ38AHNBE	

▼ 3/8 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 3/8 C. • TRIANGULAIRE 3/8 C. • TRIANGULAR 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta    24	■  		FU171HNAG				



© 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP 1,5 USP 4/0	2 3/0	3 2/0	3,5 0	4 1	5 2	
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   17	■  32							FU400KHHAX
	■  35							
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   20	■  32							FS407KHHAX
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   22 Ago nero, Black needle Aiguille noire, Aguja negra	■  32							FU43BKHHAX
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   25	■  35							FU915KHHAF
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   26 1 ago nero di 2 1 black needle of 2 1 aiguille noire de 2 1 aguja negra de 2	■  30							FU01

# FILBLOC®

BIDIREZIONALE CON REPERE CENTRALE • TWO WAY CENTER POINTER

- BIDIRECTIONNELLE MARQUEUR DU CENTRE
- BIDIRECCIONAL MARCADOR DEL CENTRO



◎ 5/8 C. CILINDRICO • TAPER 5/8 C. • RONDE 5/8 C. • CILÍNDRICA 5/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   <b>27</b> Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■  		FU429KHHAE				
	■  		FU429KHHAI				
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   <b>27</b> 1 ago nero di 2 1 black needle of 2 1 aiguille noire de 2 1 aguja negra de 2	■  		FU05				

▼ 1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   <b>17</b>	■  		FU978KHHAE				
	■  		FU978KHHAX				
	■  		FU978KHHAF				
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   <b>22</b>	■  		FU03CKHHAX	FS145KHHAX			



*More than surgery*

## Italia

### Stabilimento di Produzione

Zona Industriale  
67062 Magliano dei Marsi (AQ), Italy  
Tel.+39 0863 517956/515000  
Fax +39 0863 570084/515209

### Sede Legale

Via G. Gregoraci, n.12  
00173 Roma  
Tel. +39 06 72677348  
Fax +39 06 72675380

## France

86-114 Avenue Louis Roche  
Batiment D Hall-3 92230  
Gennevilliers  
Tel. +33 147985294  
Fax +33 147985892

## España

Poligono Ind. Mutilva Baja  
Calle V, n.16 - 31192  
Mutilva Baja  
Tel. +34 948122274  
Fax. +34 948120842

## Germany

Prager Strasse 34  
04317 Leipzig

## UK

Unit 12a Barncliffe Mills  
Shelley HD8 8LU Huddersfield  
Tel. +44 1484602222  
Fax +44 1484602280

## Usa

55 NE 5th Avenue, Suite 501  
33432 - 4093 Boca Raton FL  
United States

## Russian Federation

c/o Studio Marzona  
Rozhdestvenskiy B-r 10 Bld. 7  
107031 Moscow  
Tel/Fax +7 962 9862804

## Brasil

Rua Professor Alfredo Gomes, 14 CEP  
22551-080  
Botafogo Rio De Janeiro (RJ)  
Tel.: 0055 21 22661943  
Fax: 0055 21 22663539

## Algerie

Zone D'Activité Dar El Beida  
Lot n° 66, Bt 12  
Alger

## Tunisie

Rue 7316 Villa n°5 - El Menzah 9B  
1013 Tunis- Tunisie  
Tel.: 00216 71875740  
Fax: 00216 71880541

## Maroc

Résidence Azhar, 24,  
Rue Jalal Eddine Essayauti,  
Rez De Chaussée n°2  
20100 Casablanca, Maroc

[www.assuteurope.com](http://www.assuteurope.com)

[info@assuteurope.com](mailto:info@assuteurope.com)

