

Set Distale Radiusplatten 3.5 ws

für Schrauben Ø 3.5 mm; Titan; Set-Nr. 19.112.00



Art.-Nr. 5.876.33 Classic




Art.-Nr. 5.886.33 Vario



Art.-Nr. 5.876.43 Quadro



Art.-Nr. 5.882.33 Minor



Set-Nr. 19.112.00 Innensechskant

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Platten		
Distale Radiusplatte 3.5 Classic ws, Titan		
5.876.33	3/3 Loch; 51x10mm; R; Stärke 3,0mm Kopf/1,7mm Schaft	1
5.876.34	3/4 Loch; 59x10mm; R; Stärke 3,0mm Kopf/1,7mm Schaft	1
5.877.33	3/3 Loch; 51x10mm; L; Stärke 3,0mm Kopf/1,7mm Schaft	1
5.877.34	3/4 Loch; 59 x 10mm; L; Stärke 3,0mm Kopf/1,7mm Schaft	1

Die Standardbestückung des Sets erfolgt mit vier unterschiedlichen **Classic 3.5 Platten**.

Wahlweise lassen sich diese ersetzen durch jeweils vier unterschiedliche
Vario 3.5 Platten,
Quadro 3.5 Platten
oder **Minor 3.5 Platten**.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Platten		
Distale Radiusplatte 3.5 Vario ws, Titan		
5.886.33	3/3 Loch; 51x10mm; R; Stärke 3,0mm Kopf/1,7mm Schaft	0
5.886.34	3/4 Loch; 59x10mm; R; Stärke 3,0mm Kopf/1,7mm Schaft	0
5.887.33	3/3 Loch; 51x10mm; L; Stärke 3,0mm Kopf/1,7mm Schaft	0
5.887.34	3/4 Loch; 59x10mm; L; Stärke 3,0mm Kopf/1,7mm Schaft	0

Implantate – Platten		
Distale Radiusplatte 3.5 Quadro ws, Titan		
5.876.43	4/3 Loch; 51x10mm; R; Stärke 3,0mm Kopf/1,7mm Schaft	0
5.876.44	4/4 Loch; 59x10mm; R; Stärke 3,0mm Kopf/1,7mm Schaft	0
5.877.43	4/3 Loch; 51x10mm; L; Stärke 3,0mm Kopf/1,7mm Schaft	0
5.877.44	4/4 Loch; 59x10mm; L; Stärke 3,0mm Kopf/1,7mm Schaft	0

Implantate – Platten		
Distale Radiusplatte 3.5 Minor ws, Titan		
5.882.33	3/3 Loch; 51x10mm; R; Stärke 3,0mm Kopf/1,5mm Schaft	0
5.882.34	4/4 Loch; 59x10mm; R; Stärke 3,0mm Kopf/1,7mm Schaft	0
5.883.33	4/3 Loch; 51x10mm; L; Stärke 3,0mm Kopf/1,7mm Schaft	0
5.883.34	4/4 Loch; 59x10mm; L; Stärke 3,0mm Kopf/1,7mm Schaft	0

Set Distale Radiusplatten 3.5 ws


für Schrauben Ø 3.5 mm; Titan; Set-Nr. 19.112.00



Art-Nr. 3.132.XX



Art-Nr. 3.133.XX



Set-Nr. 19.112.00  Innensechskant

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
Kortikalisschrauben Ø 3.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan		
3.132.14	Länge 14 mm	5
3.132.16	Länge 16 mm	5
3.132.18	Länge 18 mm	5
3.132.20	Länge 20 mm	5
3.132.22	Länge 22 mm	5
3.132.24	Länge 24 mm	5

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
Winkelstabile Kortikalisschrauben Ø 3.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan		
3.133.16	Länge 16 mm	3
3.133.18	Länge 18 mm	3
3.133.20	Länge 20 mm	3
3.133.22	Länge 22 mm	3
3.133.24	Länge 24 mm	3
3.133.26	Länge 26 mm	3
3.133.28	Länge 28 mm	3
3.133.30	Länge 30 mm	3


Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Instrumente		
10.500.27A	Bohrbuchse mit Griff für Kleinfragment; Grifflänge 55 mm	1
2.904.05	Spiralbohrer für Schnellkupplung; Ø 2.5 mm x 105 mm; Spirallänge 50 mm; 2-lippig	1
2.9406.25	Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 2.7 mm - Ø 4.0 mm; SW 2.5; konisch	1
2.953.60	Messgerät mit Haken für Schrauben Ø 3.5 mm - 4.0 mm; MB 60 mm	1
2.954.01	Selbsthaltende Schraubenzinsetze	1
2.977.01	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung; Länge 45 mm; Kleinfragment	2

Drähte		
6.031.18	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1.8 mm x 150 mm; Stahl	5

Siebkorb		
19.113.00	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente/Implantate Radius-Set	1

Set Distale Radiusplatten 3.5 ws

für Schrauben Ø 3.5 mm; Titan; Set-Nr. 19.112.00



Set-Nr. 19.112.00